



ARTICOLI PER OSPEDALI  
*HOSPITAL WARES*  
ARTICLES POUR HÔPITAUX





#### CANNUCCIA PER AMMALATI

**Materiale: Polipropilene**

Ottima resistenza termica. Sterilizzabile in autoclave.

#### DRINKING STRAW

**Material: Polypropylene**

Excellent temperature resistance. Autoclavable.

#### CANULE POUR MALADES

**Matière: Polypropylène**

Résistance thermique excellente. Stérilisable en autoclave.

#### ABBASSALINGUA

**Materiale: PMMA (Plexiglas)**

Estremamente resistente e sterilizzabile a +90°C.

#### TONGUE DEPRESSOR

**Material: PMMA (Plexiglas)**

High mechanical resistance. Autoclavable at 90°C.

#### ABAISSE-LANGUE

**Matière: PMMA (Plexiglas)**

Haute résistance mécanique. Autoclavable à 90°C.



#### BICCHIERE PER AMMALATI

**Materiale: Polipropilene**

Sterilizzabile in autoclave. Facilmente smontabile e lavabile.

#### INVALID CUP

**Material: Polypropylene**

Autoclavable. Removable lid for cleaning purposes.

#### VERRE POUR MALADES

**Matière: Polypropylène**

Stérilisables en autoclave. Démontage aisé pour un parfait nettoyage.



#### BACINELLA RENALE

**Materiale: Polipropilene**

Ottima resistenza chimica e termica. Sterilizzabile in autoclave.

#### KIDNEY DISH

**Material: Polypropylene**

Excellent chemical and temperature resistance. Autoclavable.

#### HARICOT

**Matière: Polypropylène**

Résistance chimique et thermique très bonne. Stérilisable en autoclave.



#### BOTTIGLIA PER RACCOLTA URINE

**Materiale: HDPE**

Utilizzata in ospedale per test di clearance su urine raccolte nella giornata. Contenitore rettangolare pensato per risparmiare spazio negli armadi in corsia, e per aumentarne la stabilità durante l'uso; graduato fino a 2 litri, dotato di impugnatura ergonomica e tappo a vite.

#### SAMPLING BOTTLE FOR URINE

**Material: HDPE**

Used in hospital for clearance testing on urine collected during the whole day long. Specific design with rectangular base, thought for easy storage of the bottles in the ward's cabinets and for enhanced stability when in use; the ergonomic design of the handgrip allows easy pouring. Screw capped and graduated up to 2.000 ml.

#### BOCAUX POUR RÉCOLTE DES URINES

**Matière: HDPE**

Utilisés dans les hôpitaux pour le test de clearance sur l'urine collectée pendant toute la journée. Forme spécifique avec une base rectangulaire, pensée pour un stockage facile des bouteilles dans les armoires des couloirs d'hôpitaux et pour augmenter la stabilité en service; la conception ergonomique de la poignée permet une vidange facile. Doués de bouchons à vis et de graduation jusqu'à 2.000 ml.

CANNUCCIA PER AMMALATI DRINKING STRAW CANULE POUR MALADES	Art.	Lungh. / Length / Long. mm		
	201	220		
	-----			
ABBASSALINGUA TONGUE DEPRESSOR ABAISSE-LANGUE	Art.	Lungh. / Length / Long. mm		
	293	190		
	-----			
BICCHIERE PER AMMALATI INVALID CUP VERRE POUR MALADES	Art.	ml		
	192	200		
	-----			
BACINELLA RENALE KIDNEY DISH HARICOT	Art.	Lungh. / Length / Long. mm	h m	ml
	257	260	55	850 ca
	-----			
BOTTIGLIA PER RACCOLTA URINE SAMPLING BOTTLE FOR URINE BOCAUX POUR RÉCOLTE DES URINES	Art.	Bocca / Mouth / Col I.D. Ø mm	Dim. mm	Colore / Color / Couleur
	479	75	95x115x245	bianco / white / blanc
	480	75	95x115x245	arancio / amber / orange



**BOTTIGLIA PER RACCOLTA URINE CON MANICO PER AGGANCIO**

**Materiale: Polietilene**  
 Graduata con livelli da 100 ml fino a lt. 2,5. Particolarmente studiata per la raccolta delle urine nelle 24 ore. Fornita di tappino per prelievo di campioni.

**SAMPLING BOTTLE FOR URINE WITH HANDLE TO HANG ON**

**Material: Polyethylene**  
 Graduated in 100 ml steps up to 2,5 lt. Designed for urine collection over 24 hour period. Supplied with cap for easy sampling and hanging handle.

**BOCAUX POUR RÉCOLTE DES URINES AVEC MANCHE D'ACCROCHAGE**

**Matière: Polyéthylène**  
 Graduation jusqu'à lt. 2,5. Particulièrement étudiés pour recueillir les urines de 24 heures. Ouverture latérale munie d'un petit bouchon pour le prélèvement d'échantillons.



**BOTTIGLIA PER RACCOLTA URINE**

**Materiale: HDPE**  
 Graduata fino a 2500 ml, fornita di tappino per prelievo campioni.

**SAMPLING BOTTLE FOR URINE**

**Material: HDPE**  
 Graduated up to 2500ml. Supplied with cap for easy sampling.

**BOCAUX POUR RÉCOLTE DES URINES**

**Matière: HDPE**  
 Graduation jusqu'à lt. 2500 ml, munie d'un petit bouchon pour le prélèvement.

**TANICA PER RACCOLTA URINE**

**Materiale: HDPE**  
 Graduata fino a 2500 ml, fornita di tappino per prelievo campioni.

**CONTAINER FOR URINE**

**Material: HDPE**  
 Graduated up to 2500ml. Supplied with cap for easy sampling.

**RÉCIPIENT POUR RÉCOLTE DES URINES**

**Matière: HDPE**  
 Graduation jusqu'à lt. 2500 ml, munie d'un petit bouchon pour le prélèvement.



**PAPPAGALLO UOMO CON TAPPO**

**Materiale: HDPE**

**MALE BED BOTTLE WITH CAP**

**Material: HDPE**

**PISTOLET POUR HOMMES AVEC BOUCHON**

**Matière: HDPE**

**PADELLA PER AMMALATI**

**Materiale: Polipropilene**  
 Realizzata in polipropilene, può essere sterilizzata in autoclave a +120°C.

**BED PAN**

**Material: Polypropylene**  
 Moulded in white polypropylene. Can withstand temperatures up to 120°C.

**BASSIN POUR MALADE**

**Matière: Polypropylène**  
 Réalisé en polypropylène blanc et stérilisable en autoclave à 120°C.



**PORTAFERRI E TERMOMETRI**

**Materiale: Polipropilene**  
 Comodi contenitori dotati di base rotonda per assicurare la massima stabilità, molto utili per bisturi e altri attrezzi chirurgici o termometri. Possono essere usati per l'ammollo o la sterilizzazione a umido; sono inoltre sterilizzabili in autoclave.

**INPUT POT**

**Material: Polypropylene**  
 Smaller pot very useful in storing or wet sterilising dissecting instruments. Larger pot for longer instruments. They could also be used as drip containers or soak jars. Wide base makes them very stable.

**PORTE-OBJETS ET THERMOMÈTRES**

**Matière: Polypropylène**  
 Récipients pratiques avec base ronde pour assurer une grande stabilité; très utiles pour bistouri, thermomètres ou autres outils chirurgicaux. Ils peuvent être utilisés pour le trempage ou la stérilisation à humide; stérilisables en autoclave à 120°C.

	Art.	Ø bocca / Ø mouth / Ø col. mm	Ø bott. / Ø bottle / Ø bout. mm	h mm
BOTTIGLIA PER RACCOLTA URINE CON MANICO PER AGGANCIO SAMPLING BOTTLE FOR URINE WITH HANDLE TO HANG ON BOCAUX POUR RÉCOLTE DES URINES AVEC MANCHE D'ACCROCHAGE	483	80	135	260

	Art.	Ø bocca / Ø mouth / Ø col. mm	Ø bott. / Ø bottle / Ø bout. mm	h mm	Grad.ml	
BOTTIGLIA PER RACCOLTA URINE SAMPLING BOTTLE FOR URINE BOCAUX POUR RÉCOLTE DES URINES	482	74	130	250	100	
TANICA PER RACCOLTA URINE CONTAINER FOR URINE RÉCIPIENT POUR RÉCOLTE DES URINES	Art.	Ø bocca mm Ø mouth mm Ø col. mm	larghezza mm width mm largeur mm	lunghezza mm length mm longueur mm	h mm	Grad.ml
	481	74	114	243	160	250

PAPPAGALLO UOMO CON TAPPO MALE BED BOTTLE WITH CAP PISTOLET POUR HOMMES AVEC BOUCHON	Art.	ml	
	591	1000	
PADELLA PER AMMALATI BED PAN BASSIN POUR MALADE	Art.	ml	Dim. mm
	586	2500	510x280

	Art.	Ø base mm	Ø corpo mm Ø cylinder Ø corp	h exter. mm	h inter. mm	ml
PORTAFERRI E TERMOMETRI INPUT POT	142	98	60	106,5	100	230
PORTE-OBJETS ET THERMOMÈTRES	143	147	89	199,7	190	1100



**CONTENITORE PER ENTEROCLISMA**

**Materiale: Polipropilene**  
Sterilizzabile in autoclave.

**DOUCHE CANS OR IRRIGATORS**

**Material: Polypropylene**  
Provided with flat back and suspension tag.

**CLYSTÈRES**

**Matière: Polypropylène**  
Stérilisables en autoclave.



**BACINELLA**

**Materiale: Polipropilene**  
Catino in colore bianco con bordo, autoclavabile a +121°C per 20 minuti. Struttura particolarmente robusta. Nella parte inferiore del bordo sono state ricavate due impugnature per facilitarne il trasporto.

**ROUND BOWL**

**Material: Polypropylene**  
White bowl with rim, autoclavable at 121°C for 20 minutes. Sturdy structure. Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage.

**CUVETTE RONDE**

**Matière: Polypropylène**  
Cuvette blanche avec bord, autoclavable jusqu'à 121°C pour 20 minutes. Haute solidité. Deux poignées ont été insérées au-dessous du bord pour faciliter le transport.

	Art.	Graduato ml Graduated up to ml Gradués jusqu'à ml	Ø Tubo est. / Ext.tube / Tuyau ext. mm
ENTEROCLISMA DOUCHE CANS OR IRRIGATORS CLYSTÈRES	589	1000	9,90
	590	2000	9,90

	Art.	Vol. lt.	Ø mm
CATINO ROUND BOWL CUVETTE RONDE	258	10	350