

Kartell

Labware division



Disposable Serological Pipettes

Pipette Sierologiche/Serological Pipettes



Linea che include tre differenti tipologie di pipette monouso: sierologiche, batteriologiche e a fondo aperto. Particolarmente adatte per applicazioni GLP e GMP.

This line includes three different types of disposable pipettes: serological, bacteriological and open end. They are recommended for GLP and GMP applications.

Volume Size	Punta stretta/Fine tip		Punta aperta/Open end	
	Sterile singolo Single Sterile	Sterile multiplo Multiple Sterile	Non-sterile Singola Single Non-sterile	Sterile singola Single Sterile
1 ml	X	X	X	X
2 ml	X	X	X	X
5 ml	X	X	X	X
10 ml	X	X	X	X
25 ml	X	X	X	
50 ml	X			
1,1 ml	X	X		
2,2 ml	X	X		

Sierologiche/Serological

Batteriologiche/Bacteriological

Realizzate in polistirolo cristallo, costruite in un solo pezzo (fino al volume di 25 ml) e senza giunzioni per evitare perdite in aspirazione e garantire maggiore accuratezza e resistenza. Le versioni sterilizzate vengono sottoposte a irraggiamento Gamma, sono tutte certificate apirogène, non emolitiche e non citotossiche per le applicazioni in coltura tissutale. Marcate CE. La graduazione, di colore nero permanente, prevede un volume aggiuntivo per un'extra capacità.

A partire dal volume di 5 ml posseggono anche una scala graduata in senso contrario (ascendente e discendente). Il tampone di sicurezza, presente nelle pipette sterilizzate, è realizzato in cotone ed è fissato saldamente nella parte terminale superiore.

La versione sterilizzata e in confezione singola è racchiusa in un pratico involucro carta/plastica utile anche per il reinserimento della pipetta prima dell'eliminazione; studiato anche per ottenere un'ottima praticità durante la fase di prelievo della pipetta.

Le pipette così confezionate sono ideali per applicazioni sterili, in special modo laddove sia richiesto l'utilizzo di guanti in lattice; questa particolare confezione riduce le adesioni dovute a elettricità statica. La versione sterilizzata e in confezione multipla da 25 pezzi (10 pezzi per il volume 25 ml) è invece racchiusa in un sacchetto di plastica, ideale per gli impieghi in larga scala.

La variante non irraggiata è invece concepita per tutti gli utilizzi in cui non sia necessario lavorare con pipette sterilizzate o si voglia economizzare sull'acquisto e viene proposta unicamente in confezione multipla racchiusa in un sacchetto dotato di un'agevole chiusura zip.

Le differenti applicazioni hanno portato a una diversificazione dimensionale della punta: stretta o completamente aperta in funzione della viscosità del liquido manipolato.

Made in crystal clear polystyrene, one piece construction (up to 25 ml size) without junction to avoid leakage during aspiration and to assure maximum accuracy and sturdiness. Sterile versions undergo Gamma radiation, and are certified non pyrogenic, non hemolytic and non cytotoxic for tissue culture applications. CE marked. Permanent graduation in black color foresees an additional volume for extra capacity. Starting with 5 ml size, they are also endowed of a reverse scale (ascending and descending graduation). The safety insert placed in sterile pipettes is made of cotton and it is firmly fixed at the upper rim. Single sterile version is packed in a paper/plastic pouch, useful also for pipette replacing before disposal, designed for high comfort in pipette picking. This packaging is ideal in sterile applications, specifically when latex gloves use is requested, reducing glue-effect due to static charges. The multiple sterile version, in packs of 25 pieces (10 pieces for 25 ml size), is packed in a plastic envelope dedicated to large-scale uses. The non-sterile version is conceived for economical use, where sterility is not requested, and is proposed in a plastic envelope endowed with a helpful zip-closure. The use in different applications involving liquids with higher viscosity lead to the tip differentiation, fine or open end.



Pipette Sierologiche punta stretta Fine Tip Serological Pipettes



Volume Size	Art.	Incrementi Increments	Extra graduazione Extra graduation	Vol. totale Total Vol.	Colore Colour	Gamma Ster.	Confezionamento interno Internal Packaging
1 ml	2810-00	1/100	0,3 ml	1,3 ml	Giallo Yellow	x	Singolo in carta-plastica Single, paper-plastic
	2811-00	1/100	0,3 ml	1,3 ml	Giallo Yellow	x	Multiplo (25 pz.) in plastica Multiple (25 pcs) plastic
	2812-00	1/100	0,3 ml	1,3 ml			Multiplo (250 pz.) in plastica Multiple (250 pcs) plastic
2 ml	2813-00	1/50	0,4 ml	2,4 ml	Verde Green	x	Singolo in carta-plastica Single, paper-plastic
	2814-00	1/50	0,4 ml	2,4 ml	Verde Green	x	Multiplo (25 pz.) in plastica Multiple (25 pcs) plastic
	2815-00	1/50	0,4 ml	2,4 ml			Multiplo (250 pz.) in plastica Multiple (250 pcs) plastic
5 ml	2816-00	1/10	3 ml	8 ml	Blu Blue	x	Singolo in carta-plastica Single, paper-plastic
	2817-00	1/10	3 ml	8 ml	Blu Blue	x	Multiplo (25 pz.) in plastica Multiple (25 pcs) plastic
	2818-00	1/10	3 ml	8 ml			Multiplo (200 pz.) in plastica Multiple (200 pcs) plastic
10 ml	2819-00	1/10	3 ml	13 ml	Arancio Orange	x	Singolo in carta-plastica Single, paper-plastic
	2820-00	1/10	3 ml	13 ml	Arancio Orange	x	Multiplo (25 pz.) in plastica Multiple (25 pcs) plastic
	2821-00	1/10	3 ml	13 ml			Multiplo (125 pz.) in plastica Multiple (125 pcs) plastic
25 ml	2822-00	1/5	2,6 ml	27,6 ml	Rosso Red	x	Singolo in carta-plastica Single, paper-plastic
	2823-00	1/5	2,6 ml	27,6 ml	Rosso Red	x	Multiplo (10 pz.) in plastica Multiple (10 pcs) plastic
	2824-00	1/5	2,6 ml	27,6 ml			Multiplo (50 pz.) in plastica Multiple (50 pcs) plastic
50 ml	2825-00	1/2	10 ml	60 ml	Viola Purple	x	Singolo in carta-plastica Single, paper-plastic

Pipette Sierologiche punta aperta Open end Serological Pipettes



Volume Size	Art.	Incrementi Increments	Extra graduazione Extra graduation	Vol. totale Total Vol.	Colore Colour	Gamma Ster.	Confezionamento interno Internal Packaging
1 ml	2840-00	1/100	0,3 ml	1,3 ml	Giallo / Yellow	x	Singolo in carta-plastica / Single, paper-plastic
2 ml	2842-00	1/50	0,4 ml	2,4 ml	Verde / Green	x	Singolo in carta-plastica / Single, paper-plastic
5 ml	2844-00	1/10	3 ml	8 ml	Blu / Blue	x	Singolo in carta-plastica / Single, paper-plastic
10 ml	2846-00	1/10	3 ml	13 ml	Aroncio / Orange	x	Singolo in carta-plastica / Single, paper-plastic

Pipette Batteriologiche Bacteriological Pipettes



Volume Size	Art.	Incrementi Increments	Colore Colour	Gamma Ster.	Confezionamento interno Internal Packaging
1,1 ml	2830-00	0,5 ml - 1 ml - 1,1 ml	Giallo / Yellow	x	Singolo in carta-plastica / Single, paper-plastic
	2831-00		Giallo / Yellow	x	Multiplo (25 pz.) in plastica / Multiple (25 pcs) plastic
2,2 ml	2832-00	0,5 ml - 1 ml - 1,1 ml - 2 ml - 2,1 ml - 2,2 ml	Verde / Green	x	Singolo in carta-plastica / Single, paper-plastic
	2833-00		Verde / Green	x	Multiplo (25 pz.) in plastica / Multiple (25 pcs) plastic