

Plastic as a science



Kartell
Labware division



Scatole portavetrini per microscopio

Materiale: **Polistirolo antiurto**

Particolarmente studiate per assicurare minimo ingombro, possono essere sovrapposte senza pericoli di rotture. I posti sono numerati singolarmente; vengono fornite complete di scheda per la classificazione dei preparati. Scanalature per vetrini da mm 76x26.

Microscopio slide boxes

Material: **High Impact Polystyrene**

The slots are well spaced for easy handling of 76x26 mm slides. Each slot is clearly numbered and can be cross referenced with corresponding index card. Lids are totally removable. The 50 and 100 place boxes have locating lugs so boxes can be stacked. Virtually unbreakable.

ART.	N. POSTI/NO. OF PLACES	DIMENS. mm	H. mm
276	25	98x83	38
277	50	230x97	35
278	100	230x180	35



Portavetrini postali

Materiale: **PE, HDPE**

Costituiscono una robusta protezione per i vetrini da 76x26 mm durante la spedizione di reperti: ciascun vetrino ha il proprio alloggiamento con nervature di supporto per evitare di danneggiare il reperto. Sono particolarmente utili per cimpio citologici e geologici.

Slide mailer

Material: **PE, HDPE**

Strong protection for 76x26 mm specimen slides during transportation. Each slide has its own compartment with support bars at 55 mm centres to protect subject matter from being scuffed. Particularly useful for cytologic and geological specimens.

ART.	N. POSTI/NO. OF PLACES	MAT.	DIMENS. mm
923	1	PE	98,8x50,6x6,4
925	2	HDPE	70x84x6
924	3	HDPE	84x97x6



Portavetrini postale

Materiale: **Polipropilene**

È il contenitore ideale per la spedizione o la conservazione di 5 o 10 vetrini. Le pareti di spessore elevato e quindi particolarmente robuste proteggono i vetrini da eventuali rotture; il vetrino sporge di ca. 20 mm dal bordo del contenitore per cui si estrae con facilità. La filettatura del tappo è molto profonda e sigilla il contenitore in modo sicuro per la spedizione.

Slide mailer

Material: **Polypropylene**

Ideal for storing and shipping 5 to 10 microscope slides. Unbreakable, chemically inert, the container will also hold up to 12 ml as a specimen vial; 20 mm of slide projects above jar, allowing easy removal. The thread of cap is very deep allowing leakproof seal for shipment. Supplied with small loop on cap for tagging. Cap should be taped for shipment.

ART.	Ø MM	LUNGH. mm/LENGHT mm
922	40	90



Dispensatore per vetrini

Materiale: **ABS e PS**

Estremamente pratico e di facile impiego, mantiene i vetrini per microscopio perfettamente puliti fuori dal contatto della polvere. I vetrini fuoriescono uno alla volta mediante la rotazione delle apposite manopole. Capacità: 50 vetrini di mm 26x76

Slide dispenser

Material: **ABS e PS**

For fingerprints-free dispensing of 76x26 mm slides. Contains up to 50 slides protected from dust. Dispensing by rotation of knurled knob at the dispenser base

ART.	DIMENS. mm
540	100x120x140 h